

## LABORATÓRIO DE MICOLOGIA

### INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DE MICOSES OPORTUNISTAS

*Aspergillus, Candida Auris, Mucormicose ou Zigomicose*

**TIPOS DE AMOSTRAS:** Líquido pleural; lavado brônquico; líquor; escarro; biópsias; peças cirúrgicas, isolado fúngico (somente na suspeita de *Candida auris*).

**ACONDICIONAMENTO:** Frasco estéril bem vedado mantido a 4° C para os líquidos. Para biópsias e peças cirúrgicas colocar em frasco estéril com soro fisiológico bem vedado mantido a 4° C.

**TRANSPORTE:** Entregar no LACEN-CEVS o mais rápido possível (melhor em até 24 horas da coleta), em caixa térmica com gelo reciclável

### IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DAS AMOSTRAS NO GAL

Identificar o frasco contendo o material: NOME PACIENTE, DATA DA COLETA, MATERIAL, MUNICÍPIO e AGRAVO

### CADASTRO NO GAL

A **requisição no GAL** para *Micoses Oportunistas* deve ser feita na rede de LACEN da seguinte maneira:

Finalidade = *Investigação*

Descrição = *Fungos*

Agravo: *Micose*

Pesquisa: *Micoses Oportunistas (Aspergillus, Candida auris, Mucormicose ou Zigomicose)*

\* Colocar nas observações qual é o Agravo da suspeita ( aspergillus, ou candida ou mucormicose).

**Imprimir a requisição**

**Entrar na triagem e encaminhar para rede.**

**Resultados no GAL em 30 dias**

RESPONSÁVEL : Farmacêutica – Bioquímica **Diana Mara Garcia Rodrigues**

Fone: (51)32884042